

Giltigt från: 2020-05-06

Anestesikliniken

Steriltekniska Enheten

Utarbetat av: Gunilla J Nilsson , Malin Hammarstedt Stjernedagg.

Uppdaterat av: Johanna Larsson, Jonna Karlsson

Instruktion för omhändertagandet av instrument/gods som skall steriliseras på Steriltekniska Enheten.

Personal på avdelning som lastar och frisläpper medicintekniska produkter (instr./gods) från diskdesinfektor ska ha utbildning och reell kompetens.

Instrument/gods som ska steriliseras skall vara ”höggradigt rent”. Detta åstadkommes genom;

- Instrument/gods ska rengöras och desinfekteras i godkänd process i diskdesinfektor i direkt anslutning till användandet (temperaturen under desinfektionsfasen skall uppnå 90°C under 1 minut alternativt för äldre diskdesinfektorer 85°C under 1-3 minuter).
- Alla instrument som går att öppna ska vara öppna, alla instrument som går att dela ska vara delade, rörformiga instrument ska anslutas till genomspolning under processen.
- Har diskdesinfektorn ingen torkfunktion eller om instrumenten inte är torra direkt efter avslutad process ska instrumenten torkas med engångstorkduk för instrument alternativt blåsas torra med instrumentluft, annars finns risk för rostangrepp.
- Olja era instrument med jämna mellanrum, detta för att undvika rost och förlänga livslängden på era instrument. Torka av överflödiga olja med engångstorkduk för instrument.
- Instrumenten ska efter processen kontrolleras så att de är för ögat rena innan de iordningställs och skickas till STE. Instrument som inte är rena ska rengöras och desinfekteras ytterligare en gång innan de skickas till STE. *Smuttiga instrument kommer att skickas tillbaka till kund.*
- Rengjorda, desinfekterade och torra instrument ska packas och förvaras i rena plastpåsar samt i stöttålig, plomberad transportback för vidare transport till STE.
- Lista för streckkodsetiketter för instrument/gods som skickas/lämnas till STE skall medfölja. Ansvaret att streckkodsetiketterna stämmer överens med instrument/gods ansvarar respektive kund för.
- När kunden skickar nya instrument till STE ska dessa skrivas på etikettlistan till STE. Tänk på att alla instrument ska vara av operationskvalitet.
- Instrument som inkommer till STE kommer att genomgå steriliseringsprocess och skickas åter till kund inom 48-72 timmar.

Här är några exempel på företag som ni kan vända er till för åtgärder av bl.a. rostiga instrument.

Sundtorp Innovation AB	016-290 01
Stille AB	016-153 117
Instrumenta AB	031-336 51 00