



Kronobergs sortiment av

1223 MOTORDRIVNA RULLSTOLAR

Hjälmedelscentralen

I detta dokument finner du information om hjälpmedel som ingår i Kronobergs sortiment. Använd alltid hjälpmedelshandbokens anvisningar för att se när respektive hjälpmedel är förskrivningsbart och vem som har förskrivningsrätt.

<http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/hjalpmedel/>

Innehåll

Att tänka på inför förskrivning av elrullstolar.....	2
Elrullstol med manuell styrning 122303.....	2
Steg 1: Trehjulig elscooter.....	2
Steg 2: Fyrhjulig elscooter av större modell	3
Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning 122306	3
Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 122312	3
Steg 3: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – smalare däck.....	3
Steg 4: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – bredare däck.....	4
Steg 5: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – anpassningsbar sits.....	5
Steg 6: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – för avancerad sittproblematik.....	5
Vid avancerad sittproblematik och/eller behov av elfunktion för full justering av sitsen (inklusive rygg - till horisontalläge), vertikalsits, alternativa styrsätt eller omgivningskontroll väljs enskilt ärende.	5

Att tänka på inför förskrivning av elrullstolar

- Innan något steg för elrullstol kan påbörjas ska enklare förflyttningshjälpmedel ha provats och utvärderats.
- Vid val av elrullstol utgår förskrivaren från nedan riktlinjer. Produkterna kommer i ordning för behovstrappa. Börja alltid med den enklare modellen för att utvärdera körtid och nytta. Om kriterierna sedan uppnås kan förskrivningen öka en nivå när behov uppstår.
- Värden för stolen beror på stolens konfiguration. Det är viktigt att patienten läser bruksanvisningen för rätt information.

Elrullstol med manuell styrning 122303

Steg 1: Trehjulig elscooter

Modell: Orion Metro 10 km/h

Mindre scooter för utomhusbruk. Förskrivs till person som inte kan gå längre sträckor och som inte klarar att köra manuell rullstol utomhus. Personen har funktion i båda armarna och händerna, klarar självständig överflyttning och har inte behov av sittanpassning. Personen är av normalvikt. Stolen körs både på jämn och tillrättat underlag och på grus, gatsten och skogsvägar.

Förskriv alltid denna elscooter under provperioden (om brukarvikten är inom ramen) för att sedan utvärdera körtid och användningsgrad. För att lasta varor – använd korg fram (ej den stora då det kan ge instabilitet vid styrning) och vid behov korg monterad bak. Standardsäte är De Luxe. Vid behov av högre rygg förskrivs sits premium (rygghöjd 630 mm). Juniorsäte finns och väljs vid förskrivning till barn.

Längd: 1240 mm

Bredd: 6600 mm

Vikt: 103 kg

Sittbredd: 510 mm

Sittdjup: 470 mm

Rygghöjd: 490 mm

Max brukarvikt: 136 kg

Max säker lutning: 10 °



Leverantör: Invacare, <http://www.invacare.se/sv>

HMC art.nr: 35210

Tillbehör: Backspegel art.nr 31018, kryck/käpphållare art.nr 34130, Rollatorhållare inkl KKh art.nr 32846, Ryggmonterad korg art.nr 33959, Syrgashållare art.nr 35436, Fotgas art.nr 35438, Sits premium art.nr 35440, Punkteringsfria däck fram art.nr 35441 - bak art.nr 35442.

Steg 2: Fyrhjulig elscooter av större modell

Modell: Comet Pro 15 km/h

Större scooter för utomhusbruk. Förskrivs till person som inte kan gå längre sträckor och som inte klarar att köra manuell rullstol utomhus. Personen har funktion i båda armarna och händerna, klarar självständig överflyttning och har inte behov av sittanpassning. Används till person med tyngre brukarvikt, körning på tuffare underlag och längre körsträckor. Om det inte är en person med tung brukarvikt så prova Orion i första hand för att sedan utvärdera körtid, användning osv. HD-sits finns och väljs vid förskrivning till person upp till 160 kg. För högre brukarvikt görs enskilt ärende på Comet Ultra (upp till 220 kg brukarvikt).

För att lasta varor – använd korg fram, den ingår i grundfigurationen (ej den stora då det kan ge instabilitet vid styrning) och vid behov av mer lastyta komplettera med korg monterad bak.

Comet förskrivs vid behov av elsitslyft. Elsitslyft förskrivs endast i syfte att klara självständig överflyttning ej för att nå varor eller liknande. (Beslut ska tas i elstolsgruppen innan förskrivning).

Längd: 1450 mm

Bredd: 665-685 mm

Vikt: 136 kg

Sittbredd: 510 mm

Sittdjup: 470 mm

Rygghöjd: 490 mm

Max brukarvikt: 160 kg

Max säker lutning: 10°

Leverantör: Invacare, <http://www.invacare.se/sv>

HMC art.nr: 35211

Tillbehör: Backspegel art.nr 31018, kryck/käpphållare art.nr 34130, rollatorhållare inkl Kkh art.nr 32846, syrgashållare art.nr 35436, fotgas art.nr 35438, sits premium art.nr 35468, punkteringsfria däck bak vä art.nr 35466, bak hö art.nr 35467, fram art.nr 35465.



Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning 122306

Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar 122312

Steg 3: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – smalare däck

Modell: Bora Modulite Linx 10 km/h

Bakhjulsdriven elrullstol med smalare däck för utomhuskörning med enklare sits i grundutförande. Väljs även för inomhuskörning. Förskrivs till ”scooterförare” som inte har tillräcklig funktion i armar och händer för att köra scooter och/eller inte klarar självständig



överflyttning. Används vid behov av vårdarstyrd elrullstol. Elrullstolen levereras utan dyna, komplettera med förskrivning av grundsortiment. Anpassningsbar sättenhet finns och används vid förskrivning till person med behov av mer stöd och avlastning i sittandet (när inte standardrygg med bålstöd räcker till), dyna medföljer då.

Eltilt ingår i grundfiguration. Elsitslyft förskrivs endast i syfte att klara självständig överflyttning ej för att nå varor i affären eller liknande. (Beslut ska tas i elstolsgruppen innan förskrivning). Elrygg förskrivs vid mer behov av avlastning i sittandet, och när patienten sitter i elrullstolen större delen av dagen. Vid lastning på elrullstol används väskkrok (ej lasthållare).

Längd: 1160 mm

Bredd: 620 mm

Vikt: 98 kg

Sittbredd: 380-530 mm

Sittdjup: 410-510 mm

Max brukarvikt: 130 kg

Max säker lutning: 10 °

Leverantör: Invacare, <http://www.invacare.se/sv>

HMC art.nr: 35463

Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.

Steg 4: Bakhjulsdriven elrullstol för kombinerad inom- /utomhuskörning – bredare däck

Modell: Kite Modulite Linx 10 km/h

Bakhjulsdriven elrullstol med bredare däck för utomhuskörning med enklare sits i grundutförande. Väljs även för inomhuskörning. Förskrivs till ”scooterförare” som inte har tillräcklig funktion i armar och händer för att köra scooter och/eller inte klarar självständig överflyttning. Anpassningsbar sättenhet finns och används vid förskrivning till person med behov av mer stöd i sittandet. **Vid behov av att få med sig tillhörigheter används väskkrokar. Bagagekorg är ej upphandlat och används endast vid behov av att montera medicinsk utrustning.**

Används till person med tyngre brukarvikt, körning på tuffare underlag och längre körsträckor. HD-sits finns och väljs vid förskrivning till person upp till 160 kg. Beslut om förskrivning (samt tillägg av elfunktioner) tas i elrullstolsgrupp.

Längd: 1140 mm (beroende på sitsens position)

Bredd: 595 mm

Vikt: 126 kg

Sittbredd: 380-530 mm

Sittdjup: 410-510 mm

Max brukarvikt: 136 kg (160 kg vid HD-sits)

Max säker lutning: 10 grader

Leverantör: Invacare, <http://www.invacare.se/sv>

HMC art.nr: 35464

Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.



Flex3 ryggstöd

Steg 5: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – anpassningsbar sits

Modell: iChair mc Front 10km/h

Framhjuldriven elrullstol med anpassningsbar sits i grundutförande. Väljs vid mycket inomhuskörning men även i kombination med utomhushörning. Väljs till person med medelsvår sittproblematik som sitter i elrullstolen hela dagen. Behov av elfunktioner finns för justering av sitsen. Enklare sittethet finns och används vid förskrivning till person som kör mycket inomhus men som saknar behov av sittanpassning. Vid behov av bålstöd och lårstöd används modell från stealth/permobil i kombination med unitrackskena. **Vid behov av att få med sig tillhörigheter används väskkrokar. Bagagekorg används vid behov av att få med medicinsk utrustning.**

Längd: 1180 mm (beroende på sitsens position)

Bredd: 630 mm

Vikt: 124 kg

Sittbredd: 380-530 mm

Sittdjup: 400-560 mm

Max brukarvikt: 160 kg (+10 kg last)

Leverantör: L&B Medical, <https://www.lbmedical.se/>

HMC art.nr: 35121

Tillbehör: Se Region Kronobergs utprovningsprotokoll.



Steg 6: Framhjuldriven elrullstol för kombinerad inom-/utomhuskörning – för avancerad sittproblematik

Vid avancerad sittproblematik och/eller behov av elfunktion för full justering av sitsen (inklusive rygg - till horisontalläge), vertikalsits, alternativa styrsätt eller omgivningskontroll väljs enskilt ärende.



REGION
KRONOBERG