



Kronobergs sortiment av

PORTABLA RAMPER 183015

Hjälpmedelscentralen

I detta dokument finner du information om hjälpmedel som ingår i Kronobergs sortiment. Använd alltid hjälpmedelshandbokens anvisningar för att se när respektive hjälpmedel är förskrivningsbart och vem som har förskrivningsrätt.

<http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/hjalpmedel/>

Innehållsförteckning

Portabla ramper 183015	2
Att tänka på inför förskrivning av ramper	2
Tröskelramp	2
Modell: Tröskelramp Excellent weekend	2
Portabla ramper	2
Modell: Perfolight E2/3	2
Modell: Perfolight E3	3
Modell: Aerolight – AE150	3

Portabla ramper 183015

Att tänka på inför förskrivning av ramper

- I samband med förskrivning av ramp är det viktigt att göra en riskbedömning. Både maximal höjd och vikt ska tas i beaktning men även personens förmåga att hantera rampen.
- Kontrollera maximal lutning enligt förflyttningshjälpmedlets instruktionsbok.

Tröskelramp

Modell: Tröskelramp Excellent weekend

Förskrivs för att klara nivåskillnader inne i bostaden. Endast vid tillfälligt behov. Vid långvarigt behov ansöks om bostadsanpassning i hemkommunen. Finns i flera höjder. Om inte exakt höjd finns väljs höjden närmst under och tröskelrampen anpassas med förhöjningsremsa för att komma upp i rätt höjd (du kan justera höjden mellan 2-10 mm).

Leverantör: Kvistberga, <http://kvistberga.se/>

Sesam art.nr:

1.8 cm	31707
3.7 cm	31993
5,6 cm	29601
7,5 cm	35625
9,3 cm	35626
13,1 cm	35632



Tillbehör: Gummipropp (för infästning i golv) art.nr 35624 (st), monteringsplatta art.nr 35629, förhöjningsremsa art.nr 35631. Förhöjningsremsan säljs styckvis (till en normalbred tröskelramp 75 cm behövs 3 st remsor).

Portabla ramper

Modell: Perfolight E2/3

- Vikbar och teleskopisk ramp upp till 210 cm
- Används för att transportera joystickstyrda elrullstolar och manuella hjälpmedel (ej elscootrar) i bil eller vid regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan plats än i den egna bostaden.
- Skenorna är breda för att möjliggöra att länkhjul och drivhjul som inte är i linje får plats
- Vid behov av kortare skena skjuts teleskop delen in för att justera till önskvärd längd.
- Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.

- Innan förskrivning är det viktigt att prova hanteringen av ramperna då det är svårt att lyfta och bära pga vikten (8,6 kg per skena) och storleken på dem.

Storlek: Längd upp till 220 cm. Spårbredd 25 cm. Transportlängd 77 cm.

Vikt: 8,6 kg per skena

Leverantör: Kvistberga, <http://kvistberga.se/>

Sesam art.nr:

27012 (styck)



Modell: Perfolight E3

- Vikbar och teleskopisk ramp upp till 300 cm.
- Används för att transportera joystickstyrda elrullstolar och manuella hjälpmedel (ej elscootrar) i bil eller vid regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan plats än i den egna bostaden.
- Skenorna är breda för att möjliggöra att länkhjul och drivhjul som inte är i linje får plats.
- Vid behov av kortare skena skjuts teleskop delen in för att justera till önskvärd längd (minsta längd 107 cm).
- Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.
- Innan förskrivning är det viktigt att prova hanteringen av ramperna då det är svårt att lyfta och bära pga vikten (8,6 kg per skena) och storleken på dem.

Storlek: Längd upp till 300 cm. Spårbredd 25 cm. Transportlängd 107 cm.

Vikt: 8,6 kg per skena

Leverantör: Kvistberga,

<http://kvistberga.se/>

Sesam art.nr:

31151 (styck)



Modell: Aerolight – AE150

- Portabel ramp med hel åkyta som används för att få med elscooter i bil eller vid regelbundet behov av att medföra och använda ramp på annan plats än i den egna bostaden. (Användning av tre separata smala skenor till elscootrar ska ej användas pga den ökade risken).
- Åkytan på Aerolight rampen är försedd med ett grovt sandpappersliknande ytskikt som ger halkskydd.

- Kontrollera maxhöjd hos leverantör (enskild bedömning med riskanalys avgör dock maxhöjd). Höjden skiljer sig åt mellan om brukaren sitter i stolen eller ej vid körning på ramp). Kontrollera maxlutning på förflyttningshjälpmedlet.

Storlek: 150 cm längd (körbredd 76 cm). Bredd ihopvikt 43 cm.

Vikt: 11 kg

Leverantör: Kvistberga,

<http://kvistberga.se/>

Sesam art.nr:

27426

