

S-Alkoholer

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Utarbetad av: Kristina Karlsson
Fastställd av: Kim Ekblom
Giltigt från: 2015-12-02
Revision: 0

Indikation

Intoxikation

S-Alkoholer innefattar analys av S-Etanol, S-Metanol, S-Isopropanol samt S-Aceton.

Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

Provtagningsanvisningar

Venprov: Serumrör med eller utan gel.
Kapillärprov: Ej tillämpligt.
Förvaring: Avskilt serum kan förvaras, väl förslutet, 1 dygn vid 2-8 °C samt minst 4 månader vid - 20 °C.

Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Analysfrekvens

Akut/Dagligen

Referensintervall, beslutsgräns

S-Etanol	Ej påvisbart (<3 mmol/L)
S-Metanol	Ej påvisbart (<3 mmol/L)
S-Isopropanol	Ej påvisbart (<3 mmol/L)
S-Aceton	Ej påvisbart (<3 mmol/L)

Bedömning

För tolkning och behandlingsförslag, se

<http://www.giftinformation.se/lakare/substanser/etanol/>

<http://www.giftinformation.se/lakare/substanser/metanol/>

<http://www.giftinformation.se/lakare/substanser/isopropylalkohol/>

Felkällor och variation:

Avtorkning av provtagningsstället med sprithaltig vätska kan ge falskt positiva provsvar

Kod

S-Etanol	NPU01992
S-Metanol	NPU02723
S-Isopropanol	NPU08796
S-Aceton	NPU18644

Akrediterad

Nej