

U-Njurstatus

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Giltigt från: 2015-03-11
Revision: 2015-03-11:2
Utarbetad av: Marietta Rindhagen
Fastställd av: Kim Ekblom

Medicinsk bakgrund

Ingående analyser: U-Albumin/Krea kvot, U-IgG/Krea kvot, U-Protein HC/Krea kvot och U-Kreatinin. Bedömning ingår.

De ingående analyserna relateras till kreatinin för att möjliggöra standardiserade referensintervall och jämförelse av analysresultat över tid.

Indikation

Diagnostik och uppföljning av glomerulär och tubulär njurskada.

Observera att diagnostik av U-M-komponenter (Bence Jones Proteinuri) inte ingår i detta paket, om så önskas ska paketet U-M-komponent beställas.

Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Provtagningsanvisningar

Urinrör vakuum med gul kork (6mL), alternativt plaströr med 10 mL urin.

Förvaring

Urin kan förvaras upp till en vecka vid 2-8 °C.

Analysprincip

V.g. se respektive analys.

Referensintervall

V.g. se respektive analys.

Svarsrutiner

I paketet ingående analyser utförs i regel alla vardagar.

U-Njurstatus ingår ej i akutsortimentet.

Bedömning

Utlåtande lämnas.

Ackrediterad

Ja