



 smith&nephew

Sortimentslista Undertryck - Kronoberg



RENASYS TOUCH

Flergångspump för undertrycksbehandling, NPWT

Kombinerar enkelhet med kraftfullhet och bärbarhet vilket möjliggör effektiv individanpassad behandling såväl på sjukhus som i patientens hem, av alla typer av sår. Omfattande alarmfunktioner, behandlingsinställningar och inbyggd snabbguide med problemlösning ger säker, effektiv, flexibel och enkel användning för både sjukvårdspersonal och patient.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31264	66801280	Renasys TOUCH	1
Beställs från Smith & Nephew	66801566	Laddningskabel	1
Beställs från Smith & Nephew	66801286	Nätadapter	1
Beställs från Smith & Nephew	66801278	Sänghållare/IV-fäste	1



RENASYS TOUCH bärväska/bärrem

Engångsbärväska och rem som gör det möjligt för patienten att vara mobil under behandlingen. Samtidigt skyddar väskan pumpen och gör behandlingen mer diskret för patienten.



SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31274	66801277	Bärväska	1
31275	66801276	Bärrem	1



RENASYS TOUCH kanister

Engångskanister för uppsamling av sårvätska. Kanistern på 300 ml har eget stöd, och finns både med och utan stelningsmedel.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31261*	66801273	300ml	5
31265	66801274	800ml	5
Beställs från Smith & Nephew	66801275	300ml (utan stelningsmedel)	5



Renasys F kit med Soft Port (skum)

Förbandskiten innehåller ett skum, Soft Port och film. Storleken på skum och film varierar i de olika kiten.

- S - 1 film (20cm x 30cm) och 1 skum (10cm x 8cm x 3cm)
- M - 2 filmer och 1 skum (20cm x 13cm x 3cm)
- L - 3 filmer och 1 skum (25cm x 15cm x 3cm)
- XL - 6 filmer och 1 skum (50cm x 63cm x 1,5cm)

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31262*	66801668	Renasys F Small	5
31263*	66801669	Renasys F Medium	5
31267	66801670	Renasys F Large	5
31268	66801671	Renasys F Extra large	5
31266	66801672	Bukkit	5

Renasys G kit med Soft Port (gasväv)



Förbandskiten innehåller antimikrobiell gasväv, Soft Port, film, sårkontaktlager, ampull med NaCl, hudskydd (SkinPrep) och en linjal.

Storlek på gasväv och antal filmer varierar i de olika kiten. Gasväv som sårfylnad lämpar sig vid behandling av komplicerade sår där det är svårt att komma åt med skum.

S - 1 film, 1 gasväv (15cm x 17cm) och 1 sårkontaktlager (7,5 x 7,5cm)

M - 1 film, 2 gasväv (15cm x 17cm) och 1 sårkontaktlager (7,5 x 20cm)

L - 2 filmer, 1 rulle gasväv (11cm x 3,7m) och 2 sårkontaktlager (7,5 x 20cm)

XL - 3 filmer, 2 ruller gasväv och 4 sårkontaktlager (7,5 x 20cm)

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	66800933	Renasys G Small	5
Beställs från Smith & Nephew	66800934	Renasys G Medium	5
Beställs från Smith & Nephew	66800935	Renasys G Large	5
Beställs från Smith & Nephew	66800936	Renasys G XL	5
Beställs från Smith & Nephew	66801665	Behandlingsset med gasväv medium Operationskit	5

Renasys tillbehör

Y - koppling



I vårt sortiment har vi en mängd tillbehör som kan underlätta användningen av undertrycksbehandlingen och ge en säker behandling. Som tillägg till våra standardkit har vi följande tillbehör

- Separat Soft Port
- Extra film i flera storlekar
- Extra skum (10cm x 12,5cm x 1cm)
- Y-koppling, för att kunna behandla flera sår samtidigt
- Gelstrips, för att ge en säker förslutning på svårbandagerade områden som tex sacrum, ljumskar, tår m.m.

Skum



Soft Port



Renasys Adhesive Gel Patch (gel strips)



SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31270	66801673	Soft Port	5
31269	66801021	Skum	5
31272	66800394	Film (20cm x 30cm)	10
31273	66801082	Gel strips	10
31271	66800971	Y-koppling	10
Beställs från Smith & Nephew	66801252	Dränkit, 10MM FLAT DRAIN ACCESSORY KIT	10
Beställs från Smith & Nephew	66801253	Dränkit, 15FR CHANNEL DRAIN ACCESSORY KIT	10
Beställs från Smith & Nephew	66801254	Dränkit, 19 FR ROUND DRAIN ACCESSORY KIT	10
Beställs från Smith & Nephew	66801255	Dränkit, G 10FR ROUND DRAIN GAUZE DRESSING KIT	5
Beställs från Smith & Nephew	66801256	Dränkit, G 10MM FLAT DRAIN GAUZE DRESSING KIT	5
Beställs från Smith & Nephew	66801257	Dränkit, G 15FR CHANNEL DRAIN GAUZE DRESSING KIT	5
Beställs från Smith & Nephew	66801258	Dränkit, G 19FR ROUND DRAIN GAUZE DRESSING KIT	5
Beställs från Smith & Nephew	66802127	Gasväv 11cm x 4 m	5



PICO°

Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk

PICO med Soft Port är ett, engångssystem, utan kanister, som optimerer patientmobiliteten, tillgängligheten och ekonomin inom sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

- ✓ Engångssystem för sårbehandling med negativt tryck
- ✓ Aktiv behandling i upp till 7 dagar
- ✓ Effektivt förband som levererar ett negativt tryck på 80mmHg och avlägsnar vätska från såret.
- ✓ Lämplig för många olika typer av tex svårårläta sår, akuta sår, traumatiska sår, kirurgiska sår, delhudsbrännskador, sår såsom fotsår hos diabetiker och trycksår, lambåer och hudtransplantat, postoperativa kirurgiska incisioner
- ✓ PICO levereras nu också med enbart 1 förband/kit

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	66801358	10 x 20cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801359	10 x 30cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801360	10 x 40cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801361	15 x 15cm	3
30738	66801362	15 x 20cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801363	15 x 30cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801364	20 x 20cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801365	25 x 25cm	3
30739	66801553	Single dressing 10 x 20 cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801554	Single dressing 10 x 30 cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801555	Single dressing 10 x 40 cm	3
30737	66801556	Single dressing 15 x 15 cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801557	Single dressing 20 x 20 cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801356	Multisite 15 x 20cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66801357	Multisite 20 x 25 cm	3
Beställs från Smith & Nephew	66800918	Bärväska	1
Beställs från Smith & Nephew	66802127	Gasväv 11cm x 4 m	5
Beställs från Smith & Nephew	66802022	10x20 cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802023	10x30cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802024	10x40cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802025	15x15cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802026	15x20cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802027	15x30cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802028	20x20 cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802029	25x25 cm (5pack förband)	5
Beställs från Smith & Nephew	66802020	15x20 cm multisite small (5pack förband)	5

Beställs från Smith & Nephew	66802021	20x25 cm multisite large (5pack förband)	5
------------------------------------	----------	--	---



ACTICOAT° FLEX 3 med SILCRYST°
Silverbelagt antimikrobiellt barriärförband – steril
Effekt i upp till 3 dagar

ACTICOAT förband är indikerat som ett antimikrobiellt barriärförband för användning på del och fullhudsskador såsom trycksår, venösa bensår, diabetessår, brännskador, tagställen, kirurgiska sår och på grafter. Kan användas under sårbehandling med negativt tryck. Antimikrobiell effekt i upp till 3 dagar.

Kontraindikationer

Får inte användas på patienter med känd överkänslighet för silver. ACTICOAT Flex skall avlägsnas innan strålbehandling och ska inte användas under MR-scanning. Nytt förband kan appliceras igen efter genomförd behandling.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	66800396	5 x 5cm	5
31287*	66800398	10 x 10cm	5
Beställs från Smith & Nephew	66800419	20 x 40cm	6
31286*	66800432	40 x 40cm	6
Beställs från Smith & Nephew	66800435	10x120 cm	6
Beställs från Smith & Nephew	66800409	10x20 cm	12

Silver



ACTICOAT° FLEX7 med SILCRYST°
Silverbelagt antimikrobiellt barriärförband – steril
Effekt i upp till 7 dagar

ACTICOAT förband är indikerat som ett antimikrobiellt barriärförband för användning på del- och fullhudsskador såsom trycksår, venösa bensår, diabetessår, brännskador, tagställen, kirurgiska sår och på grafter.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
31307*	66800395	5x5cm	5
31308*	66800397	10x12.5cm	5
Beställs från Smith & Nephew	66800420	15x15cm	5
Beställs från Smith & Nephew	66800400	20x40cm	6
Beställs från Smith & Nephew	66800401	40x40cm	6

Silver



Cuticerin

Mjuk och icke vidhäftande salvkompress.

För behandling av yttliga vätskande sår som brännskador, strålskador och skrubbsår.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	66045560	7,5 x 7,5cm	50
Beställs från Smith & Nephew	66045562	7,5 x 7,5cm	10
Beställs från Smith & Nephew	66045564	10 x 10cm	10
Beställs från Smith & Nephew	66045502	20 x 40 cm	25
Beställs från Smith & Nephew	66045563	7,5 x 20 cm	10



JELONET[®]

Mjuk och icke vidhäftande salvkompress.

För behandling av mindre brännskador och skållning, tagställen och grafter, skavsår, skärsår, skrubbsår och bensår.

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	7403	5 x 5cm	50
Beställs från Smith & Nephew	7404	10 x 10cm	10
Beställs från Smith & Nephew	7459	10 x 40cm	10
Beställs från Smith & Nephew	7415	15 cm x 2 m	12



SECURA[®] NO-STING SKIN-PREP

Hudskyddsmedel

NO-STING SKIN-PREP skapar en skyddande vattentät barriär som blir till en skyddande yta mellan huden och t ex vätskor, häftande förband, dränage, tuber, katetrar, externa katetrar och runt stomier. Kan även användas för att skydda områden på kroppen som utsätts för friktion och därmed riskerar irritation och skador pga. av yttre påverkan.

NO-STING SKIN-PREP kan användas på både intakt och skadad hud. Produkten kan användas på vuxna, barn och fullt gångna spädbarn från en månad med normal hud

SESAM nr	Artikel nr	Beskrivning	Antal/ fp
Beställs från Smith & Nephew	66800710	28ml/spray	1
Beställs från Smith & Nephew	66800789	1 ml applikator	5
Beställs från Smith & Nephew	66800790	1 ml applikator	25
Beställs från Smith & Nephew	66800787	3 ml applikator	5
Beställs från Smith & Nephew	66800788	3 ml applikator	25
Beställs från Smith & Nephew	66800712	1 ml våtservett	50

Smith & Nephew erbjuder ett fullt sortiment av effektiva produkter för sårhäkning kombinerat med en djup förståelse av effektiva metoder när det gäller att förebygga och läka sår. Med utgångspunkt i denna kunskap söker vi kreativa lösningar som förbättrar resultaten för patienter med sår samtidigt som det hjälper till att spara resurser inom hälso- och sjukvården.

De artiklar som är gulmarkerade med asterisker är depåvaror, övriga avtalade artiklar med Sesamnummer beställs via beställservice per telefon.

För de avtalsartiklar som inte har ett angivet Sesam-nummer sker beställning från Smith & Nephew via order@smith-nephew.com alternativt ring kundtjänst på telefonnummer +46 31 746 58 00

Övriga Acticoatförband måste beställas via Beställningsservice genom att ringa eller maila Fanny eller Viktoria

Kontaktuppgifter:

Internnummer 6330

viktoria.jonsson@kronoberg.se

fanny.willgard@kronoberg.se

Dina lokala Smith & Nephew-kontakter



Christina Magnusson

Produktspecialist

Mobil: + 46 702 57 32 35

E-post: christina.magnusson@smith-nephew.com



Louise Bricknall

Key Account Manager

Mobil: + 46 703786540

E-post: louise.bricknall@smith-nephew.com

Smith & Nephew AB
Advanced Wound Management
Box 143
43 122 Mölndal

T +46 31 746 58 00

Supporting healthcare professionals for over 150 years