

## Spacer

### Information om hur du använder OptiChamber Diamond



- Ta bort skyddshylsorna på din andningsbehållare/OptiChamber Diamond samt på din spray.
- Granska din andningsbehållare: om den är skadad eller någon del saknas ska du inte använda den.
- Om du använder mask *på din andningsbehållare*: Placera masken på munstycket och vrid den varsamt till den sitter fast.
- Skaka sprayen och sätt därefter in den i andningsbehållaren alternativt sätt dit den först och skaka sedan.

#### *Utförande:*

Aktivera inhalatorn (en puff i taget), *påbörja genast andningen*. Du kan räkna andetagerna genom att titta på den vita utandningsventilen.

Barn yngre än 2 år eller vuxna som inhalera via mask ska ta 5 andetag/puff.

Barn äldre än 2 år och vuxna ska ta 2-3 andetag/puff.

#### Vid användning av mask:

Placera masken mot ansiktet så den sluter tätt och håll den på plats.

#### Rengöring:

Alla delar diskas 1 gång i veckan, i ljummet vatten med lite diskmedel. Låt delarna ligga i blöt ca 10 minuter och skölj därefter av med rent vatten och låt lufttorka, innan delarna sätts på plats igen.



Andningsbehållaren bör bytas 1 gång/år, när den används regelbundet.

OptiChamber Diamond, beställningsnummer 733084 på hjälpmedelskort

**KOM IHÅG ATT TA MED INHALATIONSMEDICINERNA OCH DIN SPACER VID ALLA VÅRDBESÖK!**

Vid frågor vänd dig till din Astma/KOL sjuksköterska på din Vårdcentral.