



NPWT Undertrycksbehandling

Avtalsnummer: 21RGK220



Upphandlade av Region Kronoberg
Avtalsperiod: 2021-05-01 - 2023-04-30



CANISTER

3M KCI

Engångsbehållare för sårvätska inklusive slang, connector och klämma. Alla canistrar passar till V.A.C. Ultra™ och Info V.A.C.®. Till Acti V.A.C.® passar endast 300 ml canistern.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Volym	Avd.förp.
M8275058-10-A	31261	Canister med gel	300 ml	10
M8275093-5-A		Canister med gel	1000 ml	5



V.A.C.® SIMPLACE™ EX DRESSING KIT

3M KCI

Två spiralformade svarta skumförband för enkel applicering, av polyuretan. Två V.A.C.® Drape sårfilm, 1 engångslinjal med dokumentationsetikett. Passar alla Acelitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M8275046-5-A	32659	Small Dressing Kit	7.7 x 11.2 x 1.75 cm	5
M8275045-5-A	32658	Medium Dressing Kit	14.7 x 17.4 x 1.75	5



V.A.C.® GRANUFOAM™ DRESSING KIT

3M KCI

1 svart skumförband av polyuretan, 1 V.A.C.® Drape sårfilm, 1 Sensa T.R.A.C.™ Pad. Passar alla Acelitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M8275051-5-A	31262	Small Dressing Kit	10 x 7.5 x 3.2 cm	5
M8275052-5-A	31263	Medium Dressing Kit	18 x 12.5 x 3.2 cm	5
M8275053-5-A		Large Dressing Kit	26 x 15 x 3.2 cm	5
M8275065-5-A		X-Large Dressing Kit	30 x 60 x 3,2 cm	5



V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING

3M KCI

1 vitt skumförband av polyvinylalkohol med hög draghållfasthet. Används med fördel på känsliga strukturer. Kan kombineras med V.A.C.® Granufoam™. Passar alla Acelitys VAC-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M6275033-10-A		Small Dressing	10 x 7.5 x 1 cm	10
M6275034-10-A		Large Dressing	10 x 15 x 1 cm	10

SENSA T.R.A.C.™ PAD

3M KCI

1 Sensa T.R.A.C.™ Pad med slang, connector och klämma. Passar alla Acelitys vac-pumpar.



Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M8275057-10-A		Sensa T.R.A.C.™ Pad	-	10

V.A.C.® DRAPE

3M KCI

1 V.A.C.® Drape sårfilm. Passar alla Acelitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M6275009-10-A		V.A.C.® Drape	30.5 x 26 cm	10



V.A.C.® Y CONNECTOR

3M KCI

Möjliggör anslutning av två förband/sår till en V.A.C.® terapienhet.
Passar alla Acelitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M6275066-10-A		V.A.C.® Y Connector	-	10



ABTHERA™

3M KCI

ABThera™-system för behandling med negativt tryck av öppen buk är avsett för temporär förslutning av bukväggen där primär förslutning inte är möjlig. Genom att klippa till det inre skyddsskiktet kan storleken anpassas. Setet innehåller 2 blå perforerade skumförband, 1 visceralt skyddslager, 4 sårfilmer och 1 Sensa T.R.A.C.™ slangset.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Avd.förp.
M8275026-5S-A		ABThera™ system	5



V.A.C. ULTA PUMP

3M KCI

V.A.C. Ulta4™ - Pumpen är uppgraderad med en ny mjukvara vilket gör den ännu enklare att arbeta med. Pumpen används för V.A.C. behandling, VeraFlobehandling (Vilket är V.A.C. behandling kombinerat med helt automatisk sköljning av sår) PREVENA Incisionsbehandling samt ABTHERA - för öppen buk. Alla 4 behandlingalternativ finns med "standardinställningar" i varsin app på displayen. Pump för den ineliggande patienten. Undertrycket kan justeras mellan -25 - 200 mmHg. Larm för avvikelser i behandlingen. 6 tim batteritid. Canister i strl 300, 500 eller 1000 ml.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Avd.förp.
ULTDEV01-SE-A		Stationär	1



ACTIV.A.C. PUMP

3M KCI

Acti V.A.C.® terapienhet för sårbehandling med negativt tryck, V.A.C.® terapi. Undertryck från -25 mmHg - 200 mmHg, larmfunktioner, batteritid 14 timmar. Canisterstorlek 300 ml. En portabel terapienhet med praktisk bärväska för den mobila patienten.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Avd.förp.
340010-A		Bärbar	1



V.A.C.® GRANUFOAM BRIDGE DRESSING

3M KCI



En färdiginplastad brygga av svart skumförband polyuretan med integrerad SensaT.R.A.C.™ Pad (67 cm), 1 perforerat svart skumförband, 1 perforerad V.A.C.® Drape sårfilm, 1 engångslinjal. Passar alla Acclitys vac-pumpar

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Avd.förp.
M8275042-5-A			5

V.A.C.® GEL TÄTNINGSREMSA 14X3CM

3M KCI



1 dubbelhäftande hydrogelremsa för att säkerställa förbandsförslutning vid besvärliga områden. Passar alla Acclitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Storlek	Avd.förp.
M6275026-10-A		14 x 3 cm	10

CANISTER

3M KCI



Engångsbehållare för sårvätska inklusive slang, connector och klämma. Alla canistrar passar till V.A.C. Ultra™. Till Acti V.A.C.® passar endast 300 ml canistern.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Volym	Avd.förp.
M8275058-5-A		Canister med gel	300 ml	5
M8275063-5-A		Canister med gel	500 ml	5
M8275063-10-A		Canister med gel	500 ml	10

V.A.C.® GRANUFOAM SILVER KIT

3M KCI



1 Silver skumförband 10x7,5x3cm av polyuretan med 'micro-bonded' metalliskt silver för antibakteriell effekt, 1 V.A.C.® Drape sårfilm, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad. Passar alla Acclitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamnr	Storlek		Avd.förp.
M8275098-5-A		Small		5
M8275096-5-A		Medium		5
M8275099-5-A		Large		5

V.A.C. VERAFLOR™ DRESSING

3M KCI



2 spiralformade skumförband, 2 V.A.C.® Drape sårfilm, 1 V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad med slang, 1 engångslinjal med dokumentationsetikett.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
ULTVFL05SM-NSP-A		V.A.C. VeraFlo™ Dressing, Small	11 x 8 x 1.8 cm	5
ULTVFL05MD-NSP-A		V.A.C. VeraFlo™ Dressing, Medium	17 x 15 x 1.8 cm	5
ULTVFL05LG-NSP-A		V.A.C. VeraFlo™ Dressing, Large	25 x 15 x 1.6	5

V.A.C. VERAFL0™ CLEANSE DRESSING

3M KCI

1 skumförband, 2 V.A.C.® Drape sårfilm, 1 V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad med slang, 1 engångslinjal med dokumentationsetikett.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
ULTVCL05MD-NSP-A		V.A.C. VeraFlo Cleanse™ Dressing, Medium	61 x 3.2 cm Ø	5



KASSETT

3M KCI

1 V.A.C. VeraLink™ reglerar tillförseln av sårlosningar. Kassett med anslutning för instillation.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
ULTLNK0500-A		V.A.C. VeraLink™ kassett	-	5



SLANGSET

3M KCI

1 V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ Slangset

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Volym	Avd.förp.
ULTDUO0500-A		V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ slangset	-	5



VERAFLO™ CLEANSE CHOICE FÖRBAND

3M KCI

Förbandet består av tre skikt, kontaktskiktet tillför en "mekanisk" rörelse i såret vilket ger en bättre rengöring. Två täcksikt gör det möjligt att använda förbandet på sår av olika djup. Kitet innehåller förutom de tre skumförbanden: 1 V.A.C. VeraT.R.A.C.™ anslutning, 4 V.A.C.® sårfilm samt 1 engångslinjal. Storlek på skumförbanden: 12,5 x 18 cm (2 st. m tjocklek 0,8 cm, 1 st. m tjocklek 1,6 cm)

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
ULTVCC05MD-NSP-A		Förband med tre skikt	12,5 x 18 cm	5



PREVENA™

3M KCI

Prevena för incisionsbehandling. Förband i olika storlekar. Förbanden kan användas med antingen en liten batteridrivna 1-veckas pump eller någon av V.A.C.® terapi enheterna.

Artikelnummer	Sesamnr	Beskrivning	Avd. förp.
PRE1055S-A		Prevena™ Peel & Place™-förband, för snitt upp till 20 cm	5
PRE1155S-A		Prevena™ Peel & Place™-förband, för snitt upp till 13 cm	5
PRE3255-A		PREVENA Peel & Place™-förband 35 cm, allt i ett förband inklusive sårfilm och slanganslutning, plus extra tätningsremсор och connector för anslutning till VAC pump.	5
PRE4055-A		Klippbart 90 cm PREVENA™ förband, 4 st sårfilm, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad, hydrokolloidremсор för extra tätning	5





V.A.C. TUBING CAP

3M KCI

Används för försegling av canisterns slangände, samt för felsökning.
Passar alla Acelitys vac-pumpar.

Artikelnummer	Sesamn	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
M6275069-10-A				10



860013000363-A



860013000370-A



860013000387-A

FISTELHANTERING

3M KCI

Produkt för hantering av tarmfistlar.

Artikelnummer	Sesamn	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
860013000363-A		Wound Crown	-	1
860013000370-A		Fistula funnel	-	1
860013000387-A		Insulator Strip	-	1

ACTIV.A.C. BÄRVÄSKA

3M KCI

Svart bärväska i tyg för ActiVAC, med axelrem eller möjlighet att fästa i bälte.



Artikelnummer	Sesamn	Beskrivning	Avd.förp.
416030-A			1

SNAP SECURE RING 5 CM Ø

3M KCI

Hydrokolloidring för extra förbandstättning.



Artikelnummer	Sesamn	Storlek	Avd.förp.
SRNG10-A		5 CM Ø	10

Vid frågor kontakta:

Produktspecialist Annica Flygare

annica.flygare@mediq.com

Tel. 031-388 91 21



Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com