2025-06-18

VIS utveckling och förvaltning



Reservrutin diktering första installation

Synkning av diktafon med hjälp av Audio Wizard



Klicka på Sök nere i listen och skriv in Recorder

Klicka på appen Recorder



Klicka ok

Re Recorder	××
Select an input channel: Microphone (high resolution)	
	* @

Klicka ok.



Klicka ok

Audio Wizard		×
	Welcome to the Audio Wizard	
	The Audio Wizard will help you set up your audio system. This is important so that your system is able to recognize you when you speak.	
	Make sure the microphone and the speakers are connected.	
E	Input channel:	
	Microphone (high resolution)	
	Recording device:	
	Mikrofon (SpeechMike III)	
ግ	To continue, click Next.	
	< Föregående Nästa > Avbryt Hjälp	

Klicka på Nästa.

Audio Wizard		×
	Devices The devices that you select here overrule the Microsoft Windows default devices.	
	Preferred recording device: Mikrofon (SpeechMike III) ~ Preferred playback device: Högtalare (Realtek (R) Audio) ~	
	< Föregående Nästa > Avbryt Hjälp	

Klicka på Nästa.

Audio Wizard		×	
	To begin, click Start Test. Use the slider to adjust the playback volume.		
	To end the test, click Stop Test. Continue on the next page.		
	Low High		
	Start Test		
	< Föregående Nästa > Avbryt Hjälp		

Klicka på Start Test och förvissa dig om att ljud hörs från diktafonen, klicka på nästa.



Klicka på start Recording och prata i diktafonen tills rutan om att Audio Wizard Complete kommer upp.



Slutför.