

تجميع التحاليل

1. ضع مثلاً بعض الورق (الكليينكس) لتجميع أولتسقيط الغائط فيه.
2. قم بإزالة الغطاء الأزرق الموجود على الأنبوبة والإبرة التي داخل الأنبوبة بحيث أن لا تلمس المنطقة البيضاء
3. قم بشك الإبرة في أماكن مختلفة على الغائط
4. قم بإزالة الزوائد من الغائط التي بقيت على الإبرة بقطعة من الورق
5. أرجع الإبرة إلى الأنبوبة وقم بتسكيرها كاملاً
6. التحاليل الآن جاهزة للنقل إلى المختبر
7. لا يصح ترك التحاليل أكثر من أسبوع وذلك في البراد

