

1. Laita vessapaperia vessan pyttyyn  
(Ulostuksen keräämiseen)

2. Poista sininen korkki koeputkesta  
ja ota ulos sisällä oleva tikku.  
Älä koske tikun valkoiseen päähän.






3. Paina tikun pää useihin  
paikkoihin ulostenäytteessä

4. Poista varovasti pyyhkimällä pehmeällä  
kankaalla tai paperilla ylimääräinen näytemateriaali

5. Laita tikku takaisin koeputkeen  
ja kierrä korkki hyvin kiinni.

6. Näytemateriaali on nyt valmis tutkittavaksi, kuljetettavaksi tai säilyttämiseen.

7. Näyte on tutkittava 14 päivän sisällä.



**Finska**