






1. **Mettre un peu de papier dans les toilettes pour recueillir les selles ou utiliser une autre méthode préférable.**
2. **Dévisser et retirer le bâtonnet bleu de collecte d'échantillon. Prendre le bâton par la droite. La partie blanche de la baguette ne doit pas être touché.**
3. **Collecter l'échantillon fécal en insérant le bâtonnet à 3 endroits différents dans les selles.**
4. **Enlever l'excès d'échantillon fécal sur le bâtonnet avec un morceau de tissu absorbant (papier toilette, mouchoir...)**
5. **Remettre le bâtonnet dans le tube et fermer le bouchon fortement.**
6. **L'échantillon est à présent prêt à être analysé, transporté ou stocké.**
7. **Il est important de conserver l'échantillon au réfrigérateur et qu'il soit analysé dans les 2 semaines.**



Franska