

1. Stavite malo toaletnog papira u WC šolju (da bi se na taj papir sakupio izmet / stolica).
2. Odšarafite plavi čep sa epruvete i izvadite štapić. Bijelo obojeni dio štapića ne dirajte rukom.
3. Vrh štapića gurnite u izmet / stolicu na raznim mjestima.
4. Sklonite višak izmeta / stolice sa štapića, tako što ga lagano obrišete sa malo papira.
5. Vratite štapić nazad u epruvetu i dobro zatvorite.
6. Probni uzorak je sada spreman za analizu. Epruvetu možete držati na sobnoj temperaturi.
7. Probni uzorak se mora analizirati u roku od 15 dana od trenutka uzimanja probe.

Serbokratiska

