






- 1-Sözelimî bîr tuvalet kağıdı getirebilîrsîn.
- 2- Döndür ve ac mavi kapağı. Cubuğu dışarı çek. Beyaz yerî elleme.
- 3- Provdan cubuğa kadar çeşitli yerlerden doldur.
- 4- Bîr kağıt yardımıyla cubuktan fazlalığı al.
- 5- Yerleştîr cubuğu yine içine ama dikkatli ol.
- 6- Test hazır oda sıcaklığında muhafazet.
- 7- 15 gün içinde test olacak prov yaptığın tarihten.



Turkiska