






1. Legen Sie etwas Toilettenpapier in die Toilettenschüssel, um damit die Stuhlprobe zu sammeln
2. Drehen Sie das Extraktionsgefäß auf und entnehmen Sie den blauen Probensammelstab
3. Sammeln Sie die Probe mit Hilfe des Probensammelstabes, indem Sie den Stab an verschiedenen Stellen in die Stuhlprobe stechen
4. Entfernen Sie überschüssiges, am Sammelstab haftendes Probenmaterial durch vorsichtiges Abwischen an einem saugfähigen Material
5. Stecken Sie den Probensammelstab wieder in das Röhrchen und verschrauben Sie es wieder sorgfältig
6. Die Probe ist nun bereit für die Testung, den Transport oder eine Lagerung
7. Alle Proben dürfen nicht später als 2 Wochen nach Gewinnung getestet werden



Tyska