

Kompressionssortiment

2024-02-01—2028-01-31



Innehåll

Information	3
Flödesschema.....	4
Beställningsblankett Inverdia.....	8
Beställningsblankett Juzo	9
Antitrombosstrumpa	10
Comprinet Pro	13
Klass I strumpa	14
Kompressionsstrumpssystem Klass I-III.....	15
Flatstickad strumpa (förskrivning).....	16
Rundstickad strumpa (förskrivning)	17
Rundstickad strumpa (förskrivning)	18
Reducering lymfödem	19
Binda kompression, kortsträckt och långsträckt samt kohesive (självhäftande) ..	20
Binda kompressionssystem.....	21
Gips/förbandssko	22
Hudklister till kompressionsstrumpa	23

Information

Nedanstående strumpor och bindor är upphandlade och kompendiet är ett hjälpmedel för er när ni ska beställa.

Rundstickad och flatstickad strumpa beställs direkt från leverantören vid förskrivning. Använd gärna flödesschema när förskrivning ska ske. Övriga strumpor; Comprinet, Juzo Twins och Juzo Ulcer System beställs som andra produkter.

[Comprinet från Essity beställs med Sesamnummer eftersom den är lagerförd på materialdepån.](#)

Om ni inte hittar produkterna på Sesamnummer vid beställning i Ekonomiportalen prova att söka på produktens namn ex. Profore.

Har ni frågor om beställningar/leveranser, kontakta nedanstående instanser beroende på varifrån ni beställt.

Materialdepån:

materialdepån.ic@regionblekinge.se

Beställningsservice:

bestallningsservice@kronoberg.se

Juzo

order@juzo.se

Inverdia

info@inverdia.com

Vid frågor om sortimentet/produkterna kontakta;

Maria Boström

maria.l.bostrom@kronoberg.se

Jenny Sonnerby

jenny.sonnerby@kronoberg.se


Flödesschema

Särsamordnare
Maria Boström, AMK
[20251027](#)

Lathund (flödesschema) för kompressionsstrumpor

Se medicinsk riktlinje: "Förskrivning av kompressionsstrumpa i primärvården" samt "Indikationer gällande utprovning av kompressionsstrumpor klass 2 (kirurgkliniken)".

Kompressionsstrumpor förskrivas av kärlsköterska på kärlkirurgen eller av distriktssköterska på vårdcentral beroende på patientens diagnos.



*** Distriktsläkare skriver remiss till kärlkirurg vid behov av bedömning av kärl i underben. Misstanke om att bensvullnad beror på varicer eller skadade perforanter. Exempel på remiss text; önskar bedömning av bestående bensvullnad i underben eller önskar bedömning av svårläkta sår på underben.**

**** Vem som har rätt till att få strumpa som ett hjälpmedel, mot en egenvårdsavgift, finns beskrivet i medicinsk riktlinje; Förskrivning av kompressionsstrumpa i primärvården.**

Exempel på diagnos/indikation: Varicer/åderbräck, hjärtsvikt, obesitas, genomgången DVT, sårrecidiv, erysipelas med bestående bensvullnad, otillräcklig kompression med klass 1 strumpa.

Tänk på att kompression bestäms tillsammans med läkare. Beakta patienter med hjärtsvikt (hjärtat ska orka det ökade återflödet vid kompression) och patienter med diabetes som kan ha stela kärl utan skyhöga ankelindex. Endast klass 2 strumpor förskrivs samt klass 1 strumpor där vadens mått går utanför storlek på strumpa i butik. Informera patienten, i dessa fall, att de ska köpa kompressionsstrumpa och INTE stödstrumpa.

Ankelindex:

- 0.8-1.3 Klass 2 kompressionsstrumpa vid djup insufficiens (klass 3 om klass 2 ej är tillräckligt).
- Klass 2 kompressionsstrumpa för patienter med övervikt
- Klass 2 kompressionsstrumpa vid ytlig venös insufficiens och efter DVT
- Klass 2 kompressionsstrumpa vid venösa sår och sårrecidiv
- Klass 1 kompressionsstrumpa för rörliga patienter med lågt BMI och lättare bensvullnad (förskrivs ej, bara om underbenets storlek går utanför apotekens standardstorlek)
- 0.6-0.79 Klass 1 kompressionsstrumpa (förskrivs ej, bara om underbenets storlek går utanför apotekens standardstorlek).
- Klass 1 strumpa motsvarar 15-21mmHg, klass 2 strumpa 23-32mmHg och klass 3 34-46mmHg.

Rundstickad strumpa: För patienter med normalt till lågt BMI, mindre vadmängd, behov av kompression vid rörelse, ”normalformad” vad (vidare vad än knäveck). *Denna strumpa finns i olika material samt öppen eller sluten tå.*

Flatstickad strumpa: För patienter med högt BMI, stort vadmängd, besvär med att strumpa skär in vid ankel eller knä, onormalt formad vad med exempelvis hudveck eller ”champagneben”, behov av kompression vid vila

(stående arbete, rullstolsbunden). *Denna strumpa finns i olika material samt öppen eller sluten tå. På avtal har vi endast beige strumpa med öppen tå.*

Annan kompression: *justerbar kompression.* Denna typ av kompression finns inte som avtalad produkt. Ta kontakt med sårsmordnare vid önskemål om beställning.

Kompressionsstrumphyxa/capribyxa; Lipocare Light. Ta kontakt med materialkonsultent eller sårsmordnare innan beställning.

Tåkappa/tådek; Juzo Classic Seamless. Ta kontakt med materialkonsultent eller sårsmordnare innan beställning.

Priser (är cirka priser): Vid förskrivna hjälpmedel såsom kompressionsstrumpa tillkommer alltid en egenvårdsavgift för patienten, 400kr per förskrivning. Detta innebär att 2 kompressionsstrumpor också blir en egenvårdsavgift på 400kr om de förskrivs samtidigt. Flatstickad strumpa i standardstorlek 418kr (samt frakt 35-40kr), rundstickad strumpa 270kr (med tillval som silikonband ca 400kr samt frakt 35-40kr), specialsydd strumpa som inte finns i standardstorlek 800-1000kr (frakt 35-40kr). Lårhöga strumpor blir dyrare.

Det är inte priset som styr val av strumpa! Det blir dyrare (lidande för patient med ex sårrecidiv eller infektioner) att välja en billigare strumpa som inte är anpassad för individen. Patienten kan få 3 förskrivningar per år där de betalar egenvårdsavgiften och beställaren betalar kompressionsprodukten.

Påtagningshjälpmedel

För att underlätta påtagning av kompressionsstrumpor bör hjälpmedel för strumppåtagning användas. Förutom underlättandet av appliceringen av strumpan skyddas hud och strumpa från slitage. Hjälpmedel får patienten bekosta själv. Exempel på hjälpmedel;

- Strumppådragare Medi Butler lång för kompressionsstrumpor
- Strumppådragare Easy Slide för kompressionsstrumpor för öppen tå
- Strumppådragare Magnide för kompressionsstrumpor för sluten tå
- Gummihandske Medi med räfflad insida.

Sammanfattning kompressionsprodukter

- Juzo Expert, flatstickad kompressionsstrumpa. Grov och lågelastisk kvalitet. Finns i klass 1 och 2. Öppen tå.
- Varisan Fashion, rundstickad kompressionsstrumpa i lårstrumpa och strumpphyxa. Klass 1 och 2. Mjukare material.

- Varisan Top, rundstickad kompressionsstrumpa knälång med tå. Klass 1 och 2. Kraftigare material, mer slitstarkt.
- Lipocare light, kompressionsstrumpbyxa, behandling av lipödem i benen, finns i model capri och leggings. Finns i klass 2
- Juzo Ulcer system, klass 3. Dubbelstrumpa. Kan användas vid behandling av djup venös insufficiens med bensår som alternativ till lindning. Ytterstrumpan är en rundstickad strumpa i kraftig kvalitet, i klass 2, kan användas som klass 2-strumpa efter sårläkning. Innerstrumpan är en klass I strumpa, i tunt material.
- Juzo Twin Förbands- antitrombostrumpa, klass 1. Kan användas vid behandling av venös insufficiens med bensår då en lättare kompressionsklass önskas och lindning inte är möjlig.
- Comprinet Pro- antitrombosstrumpa, 16-18 mm Hg, används mest inom slutenvården som trombosprofilax men kan användas vid annan indikation då en lättare kompressionsklass önskas.
- Juzo Classic Seamless tådel – begynnande till lättare lymfödem över tårna. Finns tillgänglig i standardstorlek i klass 1 och klass 2.

Beställningsblankett Inverdia

☐ Nybeställning ☐ Ombeställning **Venosan Varitex Venoline**
INVERDIA AB
 Ekbacksv. 20 Tfn 08-6275044
 168 69 Bromma Fax 08-285822
 info@inverdia.com www.inverdia.com

Ordnation kompressionsstrumpor (rundstickade)

Utprovare/beställare		Tjänsteställe		Patient/kund personnummer eller best. nr	
Tfn		E-post		Namn	
Fakturaadress		Leveransadress			
Kostnadsställe		Diagnos		Antal strumpor	
				st par	
Modell av strumpa ☐ Knå (AD) ☐ Byxa (AT) ☐ Knå (ADH) ☐ Gravidbyxa (ATM) ☐ Lår (AGH) ☐ Lår m midjeband (AGG) ☐ hö ☐ vä		Kompressionsklass ☐ I (18-21 mm Hg) ☐ II (23-32 mm Hg) ☐ III (34-46 mm Hg)		Indikationsriktlinjer Lättare ödem, mindre åderbräck, havandeskapsåderbräck Utpräglade ödem/åderbräck, injektionsbeh/kirurgi, bensår, kronisk venös insufficiens Kraftiga ödem/åderbräck, posttrombotiskt syndrom, lymfödem	

Utprovning

STANDARDSTORLEKAR
(fettlinjemarkerade mått)
Knåstrumpa

- Mät med sträckt måttband längden (L) från fotsula (A) till nivån två fingerbredder nedom knäskålen (D). Obs! Ben rakt, fot i 90° vinkel.
- Mät omkretsmåttet cD.
- Mät omkretsmåttet där vaden är bredast (cC).
- Mät omkretsmåttet där ankeln är smalast (cB).
- Mät omkretsmåttet vid hälen (cY) och tåbasen (cA).
- Fastställ storlek med storlekstabell (t ex medium) - se produktblad.

Lårstrumpa, strumpbyxa

- Mät med sträckt måttband längden (L) från fotsula (A) till lärmitt (F). Om hellårsstrumpa eller strumpbyxa önskas mät även till lärslut (G) - obs! ca 5 cm nedom grenen/ljumsken.
- Mät omkretsmåttet vid lärmitt (cF) och eventuellt lärslut (cG).
- Mät omkretsmåttet cD, cC, cB, cY och cA - se knåstrumpa.
- Fastställ storlek med storlekstabell (t ex small) - se produktblad.

MÄTTBESTÄLLDA STRUMPOR
Om måtten ej passar inom intervallen för standardstorlek måste strumpor tillverkas efter individuella mått.
☐ Välj standardstorlek om möjligt.
I annat fall önskas måttbeställda strumpor.

Måttbeställning (kryssa i alternativ eller ange artikelnummer)

Venosan	Venoline	Varitex Prestige	Silikonband
☐ 4000 ☐ 6000 ☐ mexico ☐ marocco ☐ mexico ☐ svart ☐ svart ☐ utan tå ☐ med tå ☐ med tå ☐ utan tå	☐ Comp ☐ beige ☐ svart ☐ med tå ☐ utan tå ☐ Comp Plus med tå ☐ beige ☐ svart ☐ Comp Cotton beige utan tå	☐ beige ☐ svart ☐ med tå ☐ utan tå	☐ dam (AGH) ☐ neutralt (ADH/AGH)
Hjälpmedel ☐ Venosan glidsocka (1 utan kostnad per par strumpor) ☐ Eureka On standard ☐ Eureka On XL ☐ Eureka Off ☐ Hudklister (60 ml)			
☐ Faktura till patient ☐ Patient har godkänt en kostnad på: kr			

Strumpupptagare metall ☐ Small/Medium ☐ Large/X-large ☐ Gummihandskar ☐ small ☐ medium ☐ large


Längd mätts från fotsulan till respektive nivå med sträckt måttband

Antitrombosstrumpa

Comprinet® pro

Antitrombosstrumpa

Längs- och tvärelastisk antitrombosstrumpa i mjuk textil med graderad kompression. Den anatomiska utformningen och höga elasticiteten gör att Comprinet pro passar majoriteten av benstorlekar och former. En avancerad stickteknik gör att strumpan bibehåller sin graderade kompression och goda passform. Hela strumpan är i ett stycke utan söm. Latexfri. Tvättbar i maskin i 90° upp till 10 gånger utan att kompressionen påverkas.



Användningsområde

För trombosprofylax i samband med operation och längre tids immobilisering. Kan användas upp till fyra veckor, därefter övergång till en kompressionsstrumpa klass 1. Kompression ankel 14-22 mmHg.

Kontraindikationer

Obehandlad arteriell insufficiens, akut hudinflammation, hudinfektioner, hjärtsvikt.

Innehåll

Lårstrumpa:
74 % polyamid, 20 % elastan, 6 % neopren (kanten)

Knästrumpa:
74 % polyamid, 26 % elastan. Latexfri.

Instruktion

Hur du trär på strumpan utan att det bildas veck:



Stoppa in handen i strumpan och ta tag i hälen.



Vänd strumpan ut och in hela vägen ner till hälen. Håll kvar i hälen.



Sätt på strumpan fram till hälen. Inspektionshålet ska vara på ovansidan av foten.



Dra försiktig upp strumpan på vaden, precis som på en vanlig strumpa.



För den överlappande delen över hälen.



Vik strumpan neråt och dra sedan uppåt utan kraft.




Kontrollera att hälen sitter på rätt plats och utan veck.



Kontrollera att inspektionshålet är på rätt ställe och helt öppet.



Dra upp strumpan. Vid lårstrumpa: Dra upp strumpan över hela låret.



Se till att lårbandet sitter korrekt och utan veck.



Måttabeller

För att strumpan ska passa användaren och ge en så god medicinsk effektivitet som möjligt är det viktigt att mäta rätt. Korrekt måtttagning säkerställer också bättre komfort och följsamhet hos användaren.

Knästrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Längd, vad	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
77026-00	1 Small/normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	-43 cm		10 par	40 par
77027-00	2 Medium/normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	-43 cm		10 par	40 par
77028-00	3 Large/normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	-43 cm		10 par	40 par
77124-00	4 X-Large/normal	Vit	29-32 cm	46-53 cm	-43 cm		10 par	40 par
77133-00	5 XX-Large/normal	Vit	29-32 cm	53-66 cm	-43 cm		10 par	40 par

Lårstrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Omfång, lår	 Längd lår till gluteal	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
46335-00	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46336-00	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm		10 par	40 par
46337-00	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46338-00	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm		10 par	40 par
46388-00	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46389-00	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm		10 par	40 par
77125-00	7 X-Large/Normal	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	64-80 cm		10 par	40 par
77128-00	8 X-Large/Lång	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	80-97 cm		10 par	40 par
77130-00	9 XX-Large/Normal	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	64-80 cm		10 par	40 par
77131-00	10 XX-Large/Lång	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	80-97 cm		10 par	40 par

Höftmodell/lårstrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Omfång, lår	 Längd lår till gluteal	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
79611-02	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79612-02	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm		5 par	20 par
79613-02	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79614-02	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm		5 par	20 par
79615-02	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79616-02	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm		5 par	20 par

Comprinet Pro

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raindance	Lager förd	Leverantörens art.nr
Strumpa antitrombos knä,	Small Vit, kkl1	11493	Ja	77026-00000
Strumpa antitrombos knä,	Medium Vit, kkl1	11494	Ja	77027-00000
Strumpa antitrombos knä,	Large Vit, kkl1	11497	Ja	77028-0000
Strumpa antitrombos knä,	X-large Vit, kkl1	18539	Nej	77124-00000
Strumpa antitrombos knä,	XX-large Vit, kkl1	32220	Nej	77133-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Small Vit, kkl1	11710	Ja	46336-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Medium Vit, kkl1	11712	Ja	46338-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Large Vit, kkl1	11714	Ja	46389-00000
Strumpa antitrombos lår lång	X-large Vit, kkl1	18538	Ja	77128-0000
Strumpa antitrombos lår lång	XX-large Vit, kkl1	19764	Ja	77131-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Small Vit, kkl1	11709	Ja	46335-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Medium Vit, kkl1	11711	Ja	46337-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Large Vit, kkl1	11713	Ja	46388-00000
Strumpa antitrombos lår normal	X-large Vit, kkl1	32219	Nej	77125-00000
Strumpa antitrombos lår normal	XX-large Vit, kkl1	19763	Ja	77130-0000

Klass I strumpa

Juzo Twin Förbandsstrumpa



Storlekstabell

Art. 2316 SW 21 mmHg	Standardstorlekar - Omfång i cm					
	1	2	3	4	5	6
	Vadomfång					
	34–42	37–43	38–44	40–46	42–48	44–50
	Ankelomfång					
	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–31
Färgad tråd i strumpans framkant	Grön	Röd	Blå	Gul	Rosa	Brun

Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Twin Förbandstrumpa 35-38 Grön	N201NNEBNNNNN000	XS	80
Twin Förbandstrumpa 37-40 Röd	N202NNEBNNNNN000	S	80
Twin Förbandstrumpa 39-42 Blå	N203NNEBNNNNN000	M	80
Twin Förbandstrumpa 41-44 Gul	N204NNEBNNNNN000	L	80
Twin Förbandstrumpa 43-46 Rosa	N205NNEBNNNNN000	XL	80
Twin Förbandstrumpa 45-48 Brun	N206NNEBNNNNN000	XXL	80

Kompressionsstrumpssystem Klass I-III

Juzo Ulcer System



Storlekstabell

Art. 3573 - 2561 Längd i cm		Standardstorlekar · Omfång i cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD	normal	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	kort	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
FZ	Juzo Ulcer Liner	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
	Juzo Ulcer Dynamic	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
PA	Juzo Ulcer Liner	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	Juzo Ulcer Dynamic	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5

Skostorlek: t.o.m. 44

Artikel	Artikelnummer	Storlek
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42310014NNNNN000	XS
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42310114NNNNN000	XS
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42320014NNNNN000	S
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42320114NNNNN000	S
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42330014NNNNN000	M
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42330114NNNNN000	M
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42340014NNNNN000	L
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42340114NNNNN000	L
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42350014NNNNN000	XL
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42350114NNNNN000	XL
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner	42360014NNNNN000	XXL
Juzo Ulcer System 1 Dynamic + 2 Liner kort	42360114NNNNN000	XXL
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4401001401NNN000	XS
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4401011401NNN000	XS
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4402001401NNN000	S
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4402011401NNN000	S
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4403001401NNN000	M
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4403011401NNN000	M
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4404001401NNN000	L
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4404011401NNN000	L
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4405001401NNN000	XL
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4405011401NNN000	XL
Juzo Ulcer System Add AD Beige sluten tådel x2	4406001401NNN000	XXL
Juzo Ulcer System Add AD kort Beige sluten tådel x2	4406011401NNN000	XXL

Flatstickad strumpa (föreskrivning)

Juzo Expert flatstickad knästrumpa utan tå



Juzo Expert

Art. 3021, 3022		Standardstorlekar - Omfång i cm							
Längd i cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
PG AD/AD max normal 40–46 kort 34–39		cD	max	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5	45,5–48,5
				27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
		cC	max	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47	45,5–49,5
				29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
PA normal 15–17 lång 17–19		cB1	max	26–28,5	28,5–31	30,5–33,5	33–36,5	35–38	37,5–41
				23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
		cB		18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
		cY		28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
		cA		18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
Förutom max. storlekar									

Artikel	Artikelnummer	Storlek
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20110023NNNNNN003	XS
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20120023NNNNNN004	S
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20130023NNNNNN004	M
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20140023NNNNNN004	L
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20150023NNNNNN003	XL
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl1	20160023NNNNNN003	XXL
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20210023NNNNNN000	XS
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20220023NNNNNN000	S
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20230023NNNNNN000	M
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20240023NNNNNN000	L
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20250023NNNNNN000	XL
Juzo Expert Strumpa kompression, flatstickad, knä utan tå, kkl2	20260023NNNNNN000	XXL

Rundstickad strumpa (förskrivning)

VARISAN FASHION

posnr 73 - 92 utv gr B13

Kompressionsklasser: I (18-21 mm Hg vid ankeln)
II (23-32 mm Hg vid ankeln)


Material: 55/60 % polyamid, 45/40 % elastan

Tillverkningsstandard: RAL - GZ 387 medicinska kompressionsstrumpor

Indikationer: Kompression vid venös insufficiens, benödem
Kompression efter DVT



Modeller:



Färger:



Beige



Svart

Standardstorlekar
Måttbeställas

Storlekstabell:

VARISAN FASHION					
utgå alltid från cB vid val av storlek					
Längdmått (cm)	x-small (1)	small (2)	medium (3)	large (4)	x-large (5)
rG normal	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82
rG kort	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73
rD normal	42-48	42-48	42-48	42-48	42-48
rD kort	36-41	36-41	36-41	36-41	36-41
rA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
rZ	20-24	22-26	24-28	25-29	26-30
Omkremsmått (cm)					
cG	49-56	54-62	59-67	64-74	72-82
cE	33-39	37-44	42-49	46-53	50-58
cD	28-34	32-39	37-44	41-47	45-51
cC	29-35	33-40	38-45	42-48	46-52
cB	19-21	22-24	25-27	28-30	31-34
cY	28-30	31-33	34-36	37-39	40-43
cA	19-21	22-24	25-27	28-30	31-34

Produktfakta


Tunn icke-transparent rundstickad kvalitet

KI 1 medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745

Ökotex standard 100: Ej förekomst av skadliga textilier

Kompression enligt specifikationer garanterad i 6 mån från användningsstart

Maskintvätt 40 grader



INVERDIA AB
Ekbacksvägen 20, 168 69 BROMMA
Tfn 08-627 50 44 Fax 08-28 58 22
E-post info@inverdia.com www.inverdia.com

VARISAN® är ett varumärke tillhörande Cizeta Medicali, Italien

Rundstickad strumpa (föreskrivning)

VARISAN TOP

Kompressionsstrumpor

posnr 93-94 utv gr B13


Kompressionsklasser: I (18-21 mm Hg vid ankeln)
II (23-32 mm Hg vid ankeln)
III (34-46 mm Hg vid ankeln)

Material innehåll: KI 1: 75 % polyamid, 25 % elastan
KI 2: 70 % polyamid, 30 % elastan
KI 3: 65 % polyamid, 35 % elastan

Tillverkningsstandard: RAL - GZ 387 medicinska kompressionsstrumpor
SS 872400:2012 medicinska kompressionsstrumpor

Indikationer: Kompression vid venös insufficiens, benödem
Kompression efter DVT

Modeller:



Färger:



Beige




Svart

Standardstorlekar
Måttbeställda

Storlekstabell:

Standard: 5 storlekar i 2 längder					
Längd (cm)	storlek 1 (XS)	storlek 2 (S)	storlek 3 (M)	storlek 4 (L)	storlek 5 (XL)
normallång cG	74-82	74-82	74-82	74-82	74-82
cD	42-48	42-48	42-48	42-48	42-48
kort cG	66-73	66-73	66-73	66-73	66-73
cD	36-41	36-41	36-41	36-41	36-41
cZ	20-24	22-26	24-28	26-29	28-30
cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
Omkrets (cm)*					
cG	50-55 (-58)	53-58 (-61)	56-61 (-66)	60-66 (-70)	64-70 (-77)
cF	42-50	46-54	50-58	54-63	58-69
cE	35-41	38-45	41-49	45-53	49-58
cD	30-33 (-36)	33-36 (-39)	36-39 (-42)	39-42 (-46)	42-46 (-50)
cC	31-34 (-37)	34-37 (-40)	37-40 (-44)	40-44 (-48)	44-48 (-52)
cB	19-20	21-23	23-25	25-27	28-30
cY	28-30	30-32	32-35	34-37	37-40
cA	19-20	21-23	23-25	25-27	28-30



Produktfakta
Kraftig rundstickad kvalitet
KI 1 medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745
Ökotex standard 100: Ej förekomst av skadliga textilier
Kompression enligt specifikationer garanterad i 6 mån från användningsstart
Maskintvätt 40 grader

Reducering lymfödem

Thuasne Scandinavia AB

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raintance	Lager förd	Fabrikat
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Ark 20x100cm/15x15mm	19789		Mobiderm
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Ark 25x100cm/5x5mm	20835		Mobiderm
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Bandage 10x300cm/15x15mm	19790		Mobiderm

Binda kompression, kortsträckt och långsträckt samt kohesive (självhäftande)

Essity Hygiene and Health AB

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raindance	Lager förd	Fabrikat
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	8cm x 5m	11409		JOBST
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	10cm x 5m	11410		JOBST
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	12cm x 5m	11411		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	8cm x 7m	11413		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	10cm x 7m	11414		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	12cm x 7m	11416		JOBST
Binda kompression kohesive (självhäftande)	10cm x 8m beige	20405		Co-Plus

Binda kompressionssystem

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raundance	Leverantör	Fabrikat
Binda kompressionssystem Comprifore	18-25cm 4-lager	30702	Essity Hygiene and Health AB	JOBST
Binda kompressionssystem Comprifore Lite	18-25 cm 3-lager	15177	Essity Hygiene and Health AB	JOBST
Binda kompressionssystem	PROFORE<18 cm	32335	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	PROFORE 25-30cm	32336	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	PROFORE>30 cm	14614	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,5 10cmx3,2m osträckt	19655	3M Svenska AB	Coban 2
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,8 10cmx3,5m osträckt	18532	3M Svenska AB	Coban 2
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,8 15cmx4,5 m osträckt	34330	3M Svenska AB	Coban 2

Gips/förbandssko

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raundance	Leverantör	Fabrikat
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Barn	20834	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	X-small	20863	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Small	18036	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Medium	18037	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Large	18038	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	X-large	18288	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	XX-large	90347	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
För barn			
P 25-30	16 471	1	12
XS 31-34	16 472	1	12
För vuxna			
S 35-38	16 473	1	12
M 39-41	16 474	1	12
L 42-43	16 475	1	12
XL 44-47	16 476	1	12
XXL 48-51	90 347	1	12

Hudklister till kompressionsstrumpa

Juzo Klister Juzo strumpklister gör det enkelt att fästa kompressionsstrumpor, kompressionsärmar, knäbandage och andra kompressionsstickade produkter med trikåkant eller stickad avslutning. Detta klister fördelas över huden enligt roll-on-principen. Därefter trycker du det kompressionsstickade materialet mot huden – och så var det klart. Det hudvänliga strumpklistret utan alkohol avlägsnas utan att lämna rester och ger en säker fastsättning som håller länge. Efteråt avlägsnas klistret från huden på några sekunder med en fuktig tygtrasa.



Artikel	Artikelnummer	Storlek	Pris
Juzo strumpklister 60 ml	Z60KNNNNNNNN000	60 ml	95,55

Kompressions Sortiment
2024-02-01—2028-01-31