


دستورالعمل‌های مربوط به گرفتن نمونه مدفوع


مدفوع را جمع‌آوری کنید.

از کاغذ جمع‌آوری یا یک قوطی کاملاً پاک‌شده استفاده کنید.



درب لوله کوچک نمونه را باز کنید.

یک قاشقک به قسمت بالای این لوله متصل شده است.



با استفاده از این قاشقک، مدفوع را به لوله کوچک نمونه انتقال دهید.

تا یک چهارم اندازه لوله را با نمونه مدفوع خود پر کنید.




با رعایت احتیاط، درب لوله کوچک نمونه را ببندید.



بر روی هر دو لوله، اسم و شماره شناسایی شخصی کامل خود، تاریخ و زمان گرفتن نمونه را برجسب بزنید. از برجسب‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات صحتی در اختیار شما قرار داده است، استفاده کنید.



لوله کوچک نمونه را داخل لوله کلان قرار دهید و درب آن را ببندید.



نمونه را در اولین فرصت به ارائه‌دهنده خدمات صحتی خود تحویل بدهید.

تا آن وقت، لوله را در یخچال نگه دارید.

لطفاً کارت شناسایی معتمد روخذ را به همراه داشته باشید.



واحد مسئول:

.....

اگر درمورد نمونه گرفتن سوالی دارید، لطفاً از طریق زیر به تماس شوید:

.....

نمونه را به آدرس زیر روان کنید:

.....

میکروب‌شناسی بالینی شهرستان کرونوبری (Kronoberg) و بلکینگه (Blekinge) این اطلاعات توسط پژوهشگر آزمایشگاه درمانی، بان فرج (Ban Faraj) و میکروب‌شناس، آنا پرگیل (Anna Pregiel) تهیه و تدوین شده است. بررسی شده توسط مشاور پر ریدستروم (Per Rydström) و کریستینا بوجسون (Christina Bojesson). تأیید شده توسط اسکار اکلوند (Oskar Ekelund)، مشاور و مدیر مرکز درمانی در میکروب‌شناسی بالینی شهرستان کرونوبری (Kronoberg) و بلکینگه (Blekinge). تصاویر از آزمایشگاه درمانی، اسکان، گرفته شده است.