


Gaita numunesi alma talimatları



Gaitayı alın.
Numune alma kağıdı veya uygun şekilde temizlenmiş bir kap kullanın.




Küçük numune tüpünün kapağını açın.
Tüpün kapağına bir kaşık takılıdır.



Kaşığı kullanarak gaitayı küçük numune tüpüne aktarın.


Tüpün çeyreğine kadar gaita numunesiyle doldurun.



Küçük numune tüpünün kapağını dikkatli bir şekilde geri takın.



Her iki tüpe hastanın tam kimlik numarası ve adının ve ayrıca numune tarihinin ve saatinin yazılı olduğu bir etiket yapıştırın. Sağlık kurumunuz tarafından verilen etiketleri kullanın.



Küçük numune tüpünü büyük numune tüpünün içine yerleştirin ve kapağını kapatın.



Numuneyi **mümkün olan en kısa sürede** sağlık kurumunuza teslim edin.
Tüpü o zamana kadar buzdolabında saklayın.
Lütfen yanınızda geçerli bir kimlik belgesi getirin.

Sorumlu birim:

.....

Numune alma hakkında her türlü sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçin:

.....

Numuneyi şuraya teslim edin:

.....

Kronoberg ve Blekinge İli Klinik Mikrobiyoloji Merkezi

Bu bilgiler tıbbi laboratuvar bilim insanı Ban Faraj ve mikrobiyoloji uzmanı Anna Pregiel tarafından hazırlanmıştır.

Danışmanlar Per Rydström ve Christina Bojesson tarafından kontrol edilmiştir.

Kronoberg ve Blekinge İli Klinik Mikrobiyoloji Merkezinde danışman ve Tıbbi Direktör olarak görev yapan Oskar Ekelund tarafından onaylanmıştır.

Resimler Laboratory Medicine, Skåne'den alınmıştır.