

P-Akutfasproteiner

Enhet: Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Giltigt från: 2014-06-18

Revision: 0

Utarbetad av: Marietta Rindhagen

Fastställd av: Kim Ekblom

Medicinsk bakgrund

I analyspaketet P-Akutfasproteiner ingår P-Albumin, P-alfa1-Antitrypsin, P-Orosomukoid, P-Haptoglobin och P-CRP. För medicinsk bakgrund, var god se respektive analys.

Observera att det i detta paket inte ingår någon bedömning avseende förekomst av M-komponent. Om sådan önskas skall S-M-komponent beställas.

Patientförberedelse

Inga speciella förberedelser krävs.

Remiss

Cambio COSMIC / REMISS KEMI

Analyserna ingår i analyspaketet P-Akutfasproteiner.

Provtagningsanvisningar

Var god se respektive analys.

Analysprincip

Var god se respektive analys.

Referensintervall

Var god se respektive analys.

Svarsrutiner

Analysen ingår ej i akutsortimentet.

Analysen utförs i regel rutinmässigt alla vardagar.

Bedömning

Bedömning görs av svarsmottagaren. Traditionellt har vi bedömt graden av inflammation enligt följande mall:

	Sänkt	Normal	Lätt	Måttlig	Uttalad
P-alfa-1-Antitrypsin g/L	<0,9	0,9 - 1,8	>1,8	>2,3	>3,3
P-Orosomukoid g/L	<0,52	0,52 - 1,17	>1,17	>1,6	>2,2
P-Haptoglobin g/L	<0,24	0,24 - 1,9	>1,9	>3,0	>4,0
P-CRP mg/L		<3	>3	>50	>100

Mallen i pdf-format [klicka här!](#)

Ackrediterad

Ja