



Kliniskt kemiska laboratoriet
Rem inrättning, klinik, avd/mott

REMISS KEMI, Allergi

Personnr

Namn

Provtagningsdatum: 20..... - -

Provtagarsignatur:

LID-nr:

Ytterligare information se Klin kem lab's hemsida

Remitterande läkare:

Nedanstående uppräknade analyser utförs vid Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö - Ljungby.
Övriga önskade allergianalyser kan skrivas till på denna remiss.

Remiss: Cambio COSMIC / REMISS KEMI + REMISS KEMI, Allergi

Rör: Serumrör med gel.

Förvaring: Avskilt serum i proppat rör kan förvaras 7 dygn vid 2-8°C. Vid längre tids förvaring -20°C.

Provmängd: 140 µL serum, därefter 50 µL serum/ allergen.

Svarsrutiner: Luftvägspanel besvaras som positiv eller negativ.

Övriga svar lämnas ut i kU/L.

- Luftvägspanel** (katt, hund, häst, timotej, björk, gråbo, cladosporium, D.pteronysius, D.farinae)

Djur

- e1 Kattmjäll
 e3 Hästmjäll
 e5 Hundmjäll
 e82 Kaninepitel

Insektsgifter

- i1 Bigift
 i3 Getinggift

Mögel

- m2 C.Herbarum
 m3 A.Fumigatus
 m6 A.Alternata

Kvalster

- d1 D.Pteronyssinus
 d2 D.Farinae

Läkemedel

- c1 Penicillin G
 c2 Penicillin V

Födoämnen

- f1 Äggvita
 f2 Komjolk
 f3 Torsk
 f4 Vete
 f12 Ärtor
 f13 Jordnöt
 f14 Sojaböna
 f17 Hasselnöt
 f20 Mandel
 f24 Råka
 f202 Cashewnöt

Födoämnen-allergena komponenter

- f423 rAra h 2
 f352 rAra h 8
 f428 rCor a 1
 f425 rCor a 8
 f440 nCor a9
 f439 rCor a14

Trädpollen

- t3 Björk
 t4 Hassel

Gräspollen

- g6 Timotej

Örtpollen (Weeds)

- w6 Gråbo

Yrkesallergen

- k82 Latex

Externa analyser

- _____

Frågeställning/Uppllysning