

## Rutin hantering av undertryckspump "Renasys Touch"



### För sjukhuspersonal på CLV Växjö

Undertryckspump finns att hämta för uthyrning i förrådet mitt emot MFT-Medicinsk Teknicks entrédörr (hus: A plan: 3). Ni låser upp dörren med ert id-kort, dygnet runt. Utlåningsblankett ska fyllas i. Viktigt att fylla i datum för start eftersom debitering sker dygnsvis!

### För sjukhuspersonal på Ljungby lasarett

Undertryckspump finns att hämta innanför MFT-Medicinsk Teknicks entrédörr (hus: A plan: 2). Ni kommer in med id-kort dygnet runt. Utlåningsblankett ska fyllas i. Viktigt att fylla i datum för start eftersom debitering sker dygnsvis!

### På följande platser kommer en pump placeras:

- Kirurgmottagningen CLV
- Ortopedmottagningen CLV
- Kirurg-/Ortopedmottagningen Ljungby Lasarett
- Operationsavdelningen CLV
- Operationsavdelningen Ljungby Lasarett

Ny pump för depå hämtas på Medicinsk Teknik på respektive sjukhus  
Viktigt att meddela Medicinsk Teknik att behandling påbörjats.

### Återlämning, avslutad behandling samt defekt utrustning

Pumpen skall rengöras enligt rutin från bruksanvisningen och återlämnas omgående till Medicinsk Teknik. Rengöringsintyget ska vara ifyllt! Viktigt att fylla i/meddela stoppdatum vid återlämnandet!

Vid defekt utrustning, fyll i blanketten längst ner och beskriv problemet!

Vid frågor angående uthyrningen kontakta Medicinsk Teknik Växjö, 0470-58 76 20, 58 70 05, alternativt Medicinsk Teknik i Ljungby 0372-58 55 44 (-46)