

Reservrutin Läsa svar i UniView

1 Dokumentbeskrivning

Dokumentet beskriver hur man kan läsa svar vid reservrutiner.

Allmänt


Uthoppet används vid oplanerad och planerade driftstopp i Cosmic.

1 Instruktioner

1. Logga in i Cosmic Läskopia, välj aktuell patient.
2. Välj först Meny därefter *Beställning och Svar*
3. Välj därefter ”uthoppet”:

Reservrutin Läsa svar, röntgen och klinfys, för att läsa svar.

Följande fönster visas



The screenshot shows the UniView interface for a patient named "Person, Namnlös, MR". The patient's details include: Född 1910-10-10, Ålder 111 år, Kön Man, and Personnummer 191010101010. The interface is divided into two main sections: "Utlåtande" (Opinion) and "Remiss" (Referral). The "Utlåtande" section shows a list of examinations with the most recent one, "VILO-EKG, datortolkning", selected. The "Remiss" section shows a referral from "Ingen institution, Gustafsson, Dan, Klinisk fysiologisektionen Växjö" with the text "test drop in" and "test".

Examination	Result	Date
VILO-EKG, datort...	2022-08-16	2022-08-16
Nygransk+Dem ...	2022-08-18	2022-08-18
EKO	US	2022-09-02
EKO	US	2022-08-12
EKO	US	2022-08-09
EKO	OT	2022-08-09
EKO	US	2022-07-08
Ekokardiografi	2022-07-07	2022-07-07
EKO	OT	2022-07-06
EKO	US	2022-07-06