

Rekommenderade förband för sårbehandling av diabetiska fotsår

Förbanden finns i fler storlekar än de som presenteras här. För ytterligare information

[Sårjuksköterskans](#) Hemsida och Fickfolder SÅR-upphandlade produkter

Det är viktigt med tidig bedömning. Har inte diabetes fotsår visat något tecken till förbättring på 2 veckor bör remiss skickas till multidisciplinärt fotteam.

Diabetiska fotsår har inte alltid kliniska tecken på infektion och kan ha ett snabbt förlopp.

Sår- och förbandstyp	Funktion	Förbandsstorlek	Landstingspris (kronor)
Rena granulerade sår			
Mepitel One siliconkompr.	Icke vidhäftande sårbedsskydd	7,5x10 cm	29,00
Mepilex Lite	Bevarar fukt i såret. Finns i Border som är duschbart.	6x8,5 cm	17,44
Sorbact kirurgiskt förband		5x7,2 cm	1,87
Lite till måttligt vätskande			
Allewyn polyurethanskum	Absorberar, bevarar fukt, skyddar	10x20 cm	55,00
Allewyn adhesiv	sårkanter. Adhesiv =duschbart.	7,5x7,5 cm	13,80
Tegaderm Foam	Finns på rulle	10x60 cm	137,00
Tegaderm oval stjärna och wrap polyuretanskum	Små lättformade förband på ex tår	6,9x7,6 cm 6,9x6,9 cm	17,50 17,50
Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av exVitri sårdyna eller Tegaderm användas.			
Torra sår			
Hydrosorb-gel i tub+	Återfuktar/behåller fukt	15 gram	16,00
Hydrosorb(kompress)		10x10 cm	21,50
Fuktig nekros Överväg mekanisk revidering kontakta Sårjuksköterska.			
Hydrosorb-gel/Kompress	Mjukar upp nekrosen.	Se ovan	
TenderWet active 24 ersätts med TenderWet Plus	Innehåller Ringerlösning, klipp inte i förbandet. Oml var tredje dag	4 cm	9,60
Vid torr nekros- skydda och bibehåll nekrosen torr med polyurethanskum.			
Infekterade/ Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är inte antiseptisk			
Vätskande sår Skydda sårkanter och hud under häfta med Secura			
Aquacel-cellulosa kompress	Absorberar vätska som omvandlas till gel, bevarar fukt och skyddar sårkanter	10x10 cm	29,00
Sorbact Binder svamp och bakterier i väven	Tamponad, gelförband och kirurgiskt förband	2x50 cm 5x7,2 cm	14,78 1,87
Elasto-gel	Förbandet är tryckfördelande och stör näringstillförsel till bakterier	10x10 cm	35,00
Mepilex transfer	Transporterar fukt till förband ovanpå	10x12 cm	40,00
Mepilex Border	Duschbart	10x10 cm	33,00
Prontosan Antiseptisk spolningsvätska	Rengör, befuktar och reducerar lukt och bakteriers biofilm	4 x40ml 1 x 350 ml	15,50/ st 72,00
Gel		50 g	195,00
Medihoney Antiseptisk honung i tub el. kompress	Obs ej vid allergi mot bistick.	20 g 10x10 cm	84.50 98.00
Iodosorb Antiseptisk,	Absorberande stor mängd vätska	6x4 cm	54,40
Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårjuksköterska			
Aquacel Ag Antiseptisk	Absorberande kompress med silver	5x5 cm	15,07
Promogran	Proteashämmande	28 cm ²	110,00
<ul style="list-style-type: none"> Använd aldrig helt täta förband på diabetiska fotsår (ex Douderm) Inga förband fungerar optimalt om inte avlastning i skon sker med tanke på sår och förband. Avlastande skor måste finnas för både inom- och utomhusbruk. 			

Rekommenderade förband för sårbehandling

För ytterligare information

- [Sårjuksköterskan](#) Fickfolder SÅR-upphandlade produkter

Förbanden finns i flera olika storlekar än de som anges nedan. Kostnadseffektivitet beror framför allt på tiden till läkt sår. Alltså mer på metod och omlägningsfrekvens än förbandskostnad.

Att tänka på: Bensår är ett symptom

Ta reda på orsaken till såret och rikta behandling mot den bakomliggande orsaken.

- Uppmärksamma läkningshämmande faktorer ex. ödem, tryck, malnutrition m.m.

Sår- och förbandstyp	Funktion	Förbandsstorlek	Pris (kronor)
Rena granulerade sår			
Skydda nybildad vävnad. Stör ej sårhäkning med täta omläggningar. Rekommendation. 1 ggr/v. Silicon ger viss smärtlindring. Överväg transplantation med Pinch graft.			
Cuticell Classic	Salvkompress	10x10 cm	1,79
Vitri sårdyna med polyesterfolie		10x10	0,49
Mepitel One siliconkompr.		7,5x10 cm	29,00
Mepilex Lite finns även Border	Border =Duschbart	6x8,5	17,44
Mepilex Border	Bevarar fukt i sårytan. Fastnar ej.	10x10 cm	33,00
Oklusiva förband Bevarar fuktig miljö. Underlättar autolys. Använd aldrig helt täta förband på diabetiska fotsår			
Duoderm tunn		10x10 cm	13,60
Standard		10x10 cm	15,20
Lätt till måttligt vätskande			
<ul style="list-style-type: none"> • Skydda sårbädd/bevarar fuktig sårmiljö. Absorption av överflödigt sårvätska. • Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant alt. Secura barriärskydd 1 ml= 6.30 kr 			
Allevyn	Non adhesive	10x20 cm	55,00
	Med häftkant, duschbart	7,5x7,5 cm	13,80
Allevyn Sacral eller Heel	Speciellt utformad för sacral sår Hälsår Best.via best.service	S17x17 cm	43,00
		H10x20 cm	50,00
Elasto-gel	Tryckfördelande. Hämmar svamp och bakterietillväxt	10x10 cm	35,00
Tegaderm Alginat	Alginatförband	5x5 cm	5,89
Mepilex Border	Silicon, duschbart	10x10 cm	33,00
Måttligt till kraftigt vätskande			
Absorbera riklig sårsekretion, skydda sårkanter och bevara fuktig sårmiljö. Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant /. Secura 1 ml = 6,30 kr			
Aquacel-cellulosa kompress	Vertikal uppsugning, absorberar bakterier.	10x10 cm	29,00
Allevyn	Vertikalt uppsugande.		
Tegaderm Foam på rulle	Vertikalt uppsugande	10x60 cm	137,00
Mepilex Transfer kombinerar med absorptionsförband	Transporterar överflödigt vätska från såret. till abs förband ovanpå. Tunn, fördel vid svår- bandagerade sår och	10x12 cm	40,00

	strålskador.		
Curea P superabsorbent	Kan användas under kompression	10x10 cm	16,00
Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av Vitri sårdyna användas.			
Torra sår Fuktig sårmiljö befrämjar celledelning och nybildning av vävnad.			
Hydrosorb gel/ Kompress	Återfuktat/behåller fukt	Gel 15 gram 10x10 cm	16,00 21,50
Torr nekros Skydda och behåll nekrosen torr med polyurethanskum till den lossnar.			
Fuktig nekros Överväg sårrevison, kontakta sårsköterskan.			
TenderWet active 24 ersätts med Tender Wet Plus	Mjukar upp nekrosen. Oml var 3:e dag	4 cm	9,60
Hydrosorb-gel/kompress	Löser upp nekrosen, se ovan		
Infekterade/vätskande sår			
Mekanisk rengöring, Täta sårkontroller, Använd aldrig lokal antibiotika behandling. Vid tecken på sårinfektion (värme, rodnad, svullnad, smärta, feber, lukt) sårodla innan antibiotikabeh.			
Iodosorb Antiseptika	Absorberande	6x4 cm	48,00
Medihoney Honung för sårbehandling Antiseptika	Obs ej vid allergi mot bistick Tub Kompress	20 g 10x10	84,90 98,00
Prontosan sårspolningsvätska eller gel Antiseptika	Rengör, fuktat och reducerar lukt, påverkar bakteriens biofilm Gel	6x40 ml 350 ml 50 g	15,50/ st 72,00 195,00
Sorbact	Hämmer svamp och bakterier. Finns med gel och även som tamponad	7x7 cm 2x50 cm	20,80 14,78
Illaluktande sår			
Carboflex	Absorberande kolförband	10x10 cm	31,00
Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårsköterskan			
Aquacel Ag Antiseptiska	Silver, absorberande	10x10 cm	43,99
Promogran	Proteashämmare, påskyndar granulation	28 cm ²	110,00
- Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är ej antiseptiska			
Kompressionsbehandling			
Kontrollera och värdera den arteriella cirkulationen före ödembekämpning.			
Comprilan	Kortsträckt/låglastisk till mobila patienter, kan sitta nattetid	8 cm 10 cm	12,90 15,70
Curimed Forte	Långsträckt/höglastisk till immobila patienter. Måste avlägsnas nattetid	10 cm	22,10
Coban	Mellanelastisk häftar i eget material, kan sitta nattetid	10 cm	15,60
Coban 2	Flerlayerssystem, tunt		105,00
Coban 2 Lite	Flerlayerssystem vid viss grad av arteriell insufficiens		105,00
Profore	Flerlayerssystem välj storlek efter ankelomfång. Antalet bindor i	<18 cm 18-25 cm	125,00

	kartongen varierar (3-5) efter ankelomfång.	25-30cm >30cm	125,00
Profore lite	Flerlayerssystem vid viss grad av arteriell insufficiens.	18-25 cm	85
Ulcer Care	Kompressionsstrumpsystem klass 3		285,45
Kompressionsstrumpor <ul style="list-style-type: none"> • För efterbehandling och förebyggande av sår. Finns i klass 1 till 4. Klass 1 (15-20 mmHg) utprovas av ssk. på vårdcentral. Klass 2-4 ordineras av läkare och utprovas av Spec.avd • Förväxla ej kompressionsstrumpa med stödstrumpa. • Behandlingsstrumpa Comprinet (vit med hål vid tårna) är för trombosprofylax till immobile patienter och håller inte trycket mer än 4-6 veckor (pris 29 kr/par). 			
Venosan klass 1 standard knä		Ett par	232,00
Venosan klass 2 standard knä		Ett par	244,00
VAC riktlinjer och överenskommelse med kommunerna http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoS-personal/VardrutinerPM/Hudsjukdomar/Vakuumassisterad-sarbehandling/ VAC omläggning och rutin finns i TILDA			