

Uppdatering för Droganalyser from 241204

Laboratoriemedicin Skåne har bytt rör för Drogverifieringar. Rörbytet medför att vi i Region Kronoberg kommer byta tidigare urinrör för droger till sterilt polypropylen (PP), 10 mL plaströr med skruvkork, 92 x 15,3 mm.

Under en övergångsperiod godkänns båda rören.

Se bilder nedan:

Tidigare rör (sesam 18414)



Nytt rör (Sarstedt artikelnr 60.610.001). **Köps in via beställningsservice på inköpsbegäran.**



Kim Ekblom
Överläkare
Medicinskt ansvarig

Susanna Bergqvist
Områdesansvarig
Biomedicinsk analytiker