

Instruktion för koppling och isärkoppling av reserv- och personnummer

En koppling kan göras mellan två eller flera reserv- och personnummer där man väljer att det rätta personnumret ska vara aktivt. Kopplingen innebär en länkning mellan aktivt och inaktivt nummer. All journalinformation ligger kvar på respektive reserv-/personnummer.

När kopplingen är gjord kan man växla mellan aktivt och inaktivt nummer genom att klicka på kopplings-symbolen som visas i patientlisten.



Förutsättningar

För att utföra en koppling mellan reserv-/personnummer i Cosmic krävs att du har behörighet som reservnummeradministratör. Det beställs som en utökad behörighet på IT-portalen.

Ta del av den aktuella riktlinjen ”Reservnummer i Cosmic” innan koppling eller isärkoppling utförs. [Vårdgivarwebben - Riktlinjer, rutiner, regelverk och styrning](#)

Innehåll

Koppla reserv-/personnummer.....	2
Fyll i blankett och skicka till laboratorier	2
Utför koppling	2
Isärkoppling reserv-/personnummer.....	3
Fyll i blankett och skicka till laboratorier	3
Utför isärkoppling.....	3

Koppla reserv-/personnummer


Sök fram det rätta reserv- eller personnummer i Cosmic som ska vara aktivt.

Fyll i blankett och skicka till laboratorier


1. Fyll i blanketten **Koppling reservnummer** i journalen i Cosmic.
2. **Signera och skriv ut blanketten** på papper, för att sedan kopiera och skicka till aktuella laboratorier enligt rutinen ”Reservnummer i Cosmic”.

Utför koppling

1. **Öppna patientkortet** och välj **fliken Kopplade inaktiva nummer**.
2. Klicka på **Skapa ny koppling**



3. **Skriv in** det nummer som ska inaktiveras i dialogrutan som kommer upp



4. Klicka på **Hämta**. Kontrollera att numret stämmer. (Om numret inte stämmer, välj ”Avbryt” och upprepa steg 2-4.)
5. Klicka på **Ok** och därefter på **Spara** för att spara ändringarna i Patientkortet.

Kopplingen är nu klar och en symbol i patientlisten visar att det finns kopplade nummer. Vid klick på symbolen visas en dialogruta som informerar om de reserv-/personnummer som är kopplade och det går att växla mellan journalerna.



Isärkoppling reserv-/personnummer

Sök fram det aktiva reserv-/personnumret i Cosmic där isärkopplingen kan utföras i Patientkortet.

Fyll i blankett och skicka till laboratorier

1. Fyll i blanketten **Isärkoppling reservnummer eller personnr** i journalen i Cosmic.
2. **Signera och skriv ut blanketten** på papper, för att sedan kopiera och skicka till aktuella laboratorier enligt rutinen ”Reservnummer i Cosmic”.

Utför isärkoppling

1. **Öppna patientkortet** och välj **fliken Kopplade inaktiva nummer**.
2. **Markera raden** med det kopplade numret
3. Klicka på **Koppla isär**
4. Klicka på **Ok** och därefter på **Spara** för att spara ändringarna i Patientkortet.

Isärkopplingen är nu klar och kopplingssymbolen visas inte längre i patientlisten och det går därmed inte längre att växla mellan journalerna.